

Wb、Elisa用Anti-Olig2ラビットモノクローナル抗体 - Q13516

商品番号: CM0010100

前書き

ウェスタンブロットおよびELISA用に検証されたOlig2ラビットモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットの内在性Olig2（約32 kDa）を検出します。乏神経細胞および運動ニューロンの発生研究に不可欠です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Olig2 Rabbit mAb
備考/別名	BHLHB1; OLIGO2; RACK17; PRKCBP2; bHLHe19; Olig2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10215
GeneID	10215
免疫原	合成ペプチド ヒトOlig2 (Q13516) のアミノ酸200-300領域内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ラビット
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	Q13516
タンパク質分子量	32kDa
配送	アイスバッグ