

Wb、Elisa用 抗Olig3ウサギモノクローナル抗体 - Q7Rtu3

商品番号: CM0002831

前書き

ヒトOlig3（脊髄ニューロン特異化転写因子）を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。神経科学分野の転写研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	Olig3 ウサギ mAb
備考/別名	Bhlhb7; bHLHe20; Olig3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	167826
遺伝子ID	167826
免疫原	ヒトOlig3 (Q7RTU3) のアミノ酸173-272に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q7RTU3
タンパク質分子量	29kDa
配送	保冷バッグ