

Wb、Elisa用Anti-Olr1ポリクローナル抗体 - P78380

商品番号: CM0019370



前書き

ヒトOLR1（LOX-1）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒトおよびマウスとの交差反応性があります。動脈硬化および炎症研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	OLR1 Rabbit pAb
備考/エイリアス	LOX1; LOXIN; SLOX1; CLEC8A; SCARE1; OLR1
種	ヒト
遺伝子ID	4973 (ヒト)
免疫原	ヒトOLR1 (NP_002534.1) のアミノ酸58-273に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P78380
タンパク質分子量	31kDa
配送	氷袋