

Anti-Olr1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P78380

商品番号: CM0014440



前書き

酸化LDL受容体1（OLR1/LOX-1）を、WBおよびELISAで検証されたこのウサギポリクローナル抗体で検出します。動脈硬化および心血管疾患の研究に適しています。マウスOLR1と交差反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	説明
製品名	OLR1 Rabbit pAb
備考/別名	LOX1; LOXIN; SLOX1; CLEC8A; SCARE1; OLR1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4973
免疫原	ヒトOLR1 (NP_002534.1) のアミノ酸1-100以内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	P78380
タンパク質分子量	31kDa
配送	アイスバッグ