

Anti-Oma1 ウサギポリクローナル抗体（Wb・Elisa用） - Q96E52

商品番号: CM0019428

前書き

品質管理およびアポトーシスに関与するミトコンドリア金属プロテアーゼであるヒトOMA1に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。ミトコンドリアダイナミクスおよびストレス応答の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	OMA1 Rabbit pAb
備考/別名	DAB1; MPRP1; MPRP-1; YKR087C; ZMPOMA1; peptidase; 2010001009Rik; OMA1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	115209
GeneID	115209
免疫原	ヒトOMA1 (NP_660286.1) のアミノ酸421-520領域内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	Q96E52
タンパク質分子量	60kDa
配送	アイスバッグ