

Wb、Elisa用抗Oma1ウサギポリクローナル抗体 - Q96E52

商品番号: CM0015988

前書き

品質管理とストレス応答に必要なミトコンドリア金属プロテアーゼであるOMA1を標的とするウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAで検証済みで、ヒトとマウスに交差反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	OMA1 ウサギ pAb
別名	DAB1; MPRP1; MPRP-1; YKR087C; ZMPOMA1; ペプチダーゼ; 2010001009Rik; OMA1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	115209
GeneID	115209
免疫原	組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q96E52
タンパク質分子量	60kDa
輸送方法	保冷剤