

抗オンコモジュリン2ポリクローナル抗体 (Wb, Elisa用) - P0Ce71

商品番号: CM0019740

前書き

ヒトオンコモジュリン2 (OM, OCM, OCM2) に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み、ラットとの交差反応性あり。カルシウム結合タンパク質研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	OCM2 ウサギポリクローナル抗体
備考/別名	OM; OCM; OCM2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4951
GeneID	4951
免疫原	ヒトOCM2の1-109アミノ酸配列に対応する組換え融合タンパク質 (NP_006179.2)
宿主	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ラット
SWISS	P0CE71
タンパク質重量	12kDa
配送	アイスパック