

抗オンコスタチンMラビットモノクローナル抗体（Wb、If/Icc、If-P、Elisa用） - P13725

商品番号: CM0010628



前書き

ヒトオンコスタチンM（OSM）に対する組換えラビットモノクローナル抗体。WB、IF/ICC、IF-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。炎症、がん、サイトカインシグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Oncostatin M Rabbit mAb
備考/別名	OSM; oncostatin-M; Oncostatin M
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5008
GeneID	5008
免疫原	合成ペプチド：ヒトオンコスタチンM（P13725）のアミノ酸1-100以内の配列
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P13725
タンパク質分子量	28kDa
配送	アイスバッグ