

Wb用抗Onecut1ポリクローナル抗体 - Q9Ubc0

商品番号: CM0015350

前書き

ヒトONECUT1（HNF6）に対するウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットで検証済みです。肝臓遺伝子転写研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ONECUT1ウサギpAb
備考／別名	HNF6; HNF-6; HNF6A; ONECUT1
種	ヒト
GeneID（ヒト）	3175
GeneID	3175
免疫原	ヒトONECUT1（NP_004489.1）のアミノ酸167～292に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UBC0
タンパク質分子量	51kDa
輸送条件	保冷剤