


Anti-Opalウサギモノクローナル抗体（Wb、Ip、If/Icc、If-P、Elisa対応） - O60313

商品番号: CM0009704



前書き

WB、IP、IF/ICC、IF-P、ELISAで検証済みのOPA1ウサギモノクローナル抗体。ヒトOPA1免疫原で、ヒト、マウス、ラットと交差反応します。ミトコンドリア融合、クリスタ構造改変、および神経変性研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	OPA1 Rabbit mAb
備考/別名	NPG; NTG; MGM1; BERHS; largeG; MTDP514
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4976
GeneID	4976
免疫原	ヒトOPA1 (NP_056375.2) のアミノ酸210-573に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IP, IF/ICC, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O60313
タンパク質分子量	108-118 kDa
配送	アイスバッグ