


抗Opa1ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Ihc-P、Elisa用） - O60313

商品番号: CM0025167



前書き

WB、IF/ICC、IHC-

P、ELISAでの使用が検証済みの抗OPA1ウサギポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのOPA1（約112

kDa）を検出します。OPA1は、内膜融合とクリスチのリモデリングに必須なミトコンドリアのダイナミン様GTPaseです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	OPA1 Rabbit pAb
別名	NPG; NTG; MGM1; BERHS; largeG; MTDPS14; OPA1
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	4976
遺伝子ID	4976
免疫原	ヒトOPA1（NP_056375.2）のアミノ酸200～600番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O60313
タンパク質分子量	112kDa
配送方法	保冷剤