

Wb、Elisa用抗Opa3ポリクローナル抗体 - Q9H6K4

商品番号: CM0026290

前書き

ウエスタンブロットおよびELISAアプリケーションで
検証済みの高品質なウサギ由来抗OPA3ポリクローナ
ル抗体で、ヒト、マウス、ラットと交差反応性を示し
ます。ミトコンドリア機能や視神経萎縮の研究に適し
ています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	OPA3 ウサギ pAb
別名	MGA3; OPA3
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	80207
GeneID	80207
免疫原	ヒトOPA3 (NP_079412.1) のアミノ酸25～179番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9H6K4
タンパク質分子量	20kDa
発送	保冷剤