

Wb、Elisa用 抗Opctlポリクローナル抗体 - Q14982

商品番号: CM0030945



前書き

OPCML（オピオイド結合タンパク質/細胞接着分子、IgLONファミリーメンバー1）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAアプリケーションに適しています。ヒト、マウス、ラットに交差反応性を示します。予想分子量：38kDa。神経科学および細胞接着研究に最適 - Q14982。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	OPCML ウサギ pAb
備考/別名	OPCM; OBCAM; IGLON1; OPCML
種	ヒト
GeneID	4978
免疫原	ヒトOPCML（NP_002536.1）のアミノ酸246-345に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q14982
タンパク質分子量	38kDa
配送	保冷バッグ