

WbおよびElisa用Anti-Oplahウサギポリクローナル抗体 - O14841

商品番号: CM0014790

前書き

ヒトOPLAH（5-オキソプロリナーゼ）に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。グルタミン酸代謝およびグルタチオン分解の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	OPLAH Rabbit pAb
備考/別名	OPLA; OPLAHD; 5-Opase; OPLAH
種	ヒト
GeneID (ヒト)	26873
GeneID	26873
免疫原	ヒトOPLAH (NP_060040.1) のアミノ酸1119-1288に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O14841
タンパク質分子量	137kDa
配送	アイスバッグ