

Anti-Opn5 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q6U736

商品番号: CM0019964

前書き

CamelBioのOPN5ウサギポリクローナル抗体は、WBおよびELISAで検証されており、ヒト、マウス、ラットと交差反応します。概日リズムおよび網膜発達におけるオプシン5受容体の機能研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	OPN5 Rabbit pAb
備考/別名	PGR12; GPR136; GRP136; TMEM13; OPN5
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	221391
免疫原	合成ペプチド ヒトOPN5 (NP_859528.1) のアミノ酸200-300領域内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q6U736
タンパク質分子量	40kDa
配送	氷袋