

Anti-Oprd1 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - P41143

商品番号: CM0004571



前書き

ヒトOPRD1（デルタオピオイド受容体）に特異的な高品質なウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAアプリケーションに適しており、マウスおよびラットと交差反応します。痛覚の研究およびオピオイド鎮痛の解析に不可欠です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	OPRD1 Rabbit mAb
備考/別名	DOP; DOR; DOR1; OPRD
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4985
GeneID	4985
免疫原	ヒトOPRD1 (P41143) のアミノ酸1-100内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P41143
タンパク質分子量	40kDa
配送	アイスバッグ