

Wb、Elisa用抗Oprd1ウサギポリクローナル抗体 - P41143

商品番号: CM0030049



前書き

ヒトOPRD1（デルタオピオイド受容体）を標的とする高品質ウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。神経科学および疼痛研究用途に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	OPRD1 Rabbit pAb
別名	DOP; DOR; DOR1; OPRD; OPRD1
種	ヒト
GeneID（ヒト）	4985
GeneID	4985
免疫原	ヒトOPRD1 (NP_000902.3) のアミノ酸300～372番内の配列に相当する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P41143
タンパク質分子量	40kDa
発送方法	氷袋