


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Oprk1ウサギポリクローナル抗体 - P41145

商品番号: CM0014842



前書き

ヒトOPRK1（カッパオピオイド受容体）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応します。疼痛および神経科学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	OPRK1ウサギpAb
備考／別名	KOP; KOR; KOR1; OPRK; KOR-1; K-OR-1; OPRK1
種	ヒト
GeneID	4986
免疫原	ヒトOPRK1（NP_000903.2）のアミノ酸280～380内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P41145
タンパク質分子量	43kDa
配送	保冷バッグ