

Wb、Elisa向け抗Oprl1ポリクローナル抗体 - P41146

商品番号: CM0025835



前書き

ヒトOPRL1（ノシセプチン受容体、別名NOP、KOR-3）に対するウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAアプリケーションに適しています。痛覚、侵害受容、運動活性、Gタンパク質共役受容体シグナル伝達経路の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	OPRL1 ウサギ pAb
備考/別名	NOP, OOR, KOR3, NOPr, OPRL, ORL1, KOR-3, NOCIR, PNOCR, OPRL1
対象種	ヒト
GeneID	4987
免疫原	ヒトOPRL1 (NP_000904.1) のアミノ酸270〜370の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P41146
タンパク質分子量	41kDa
発送方法	氷袋梱包