

WbおよびElisa用Anti-Opticin (Optc)ポリクローナル抗体 - Q9Ubm4

商品番号: CM0021353

前書き

ヒトOPTC (Opticin)に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAに適しています。マウスおよびラットとの交差反応性があります。組換え免疫原（a.a. 20-115）。血管新生および細胞外マトリックスの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	OPTC Rabbit pAb
備考/別名	OPT; OPTC
種	ヒト
GeneID (ヒト)	26254
GeneID	26254
免疫原	ヒトOPTC (NP_055174.1)のアミノ酸20-115に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	Q9UBM4
タンパク質分子量	37kDa
配送	アイスバッグ