

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Or10H3ポリクローナル抗体 - O60404

商品番号: CM0020324

前書き

ヒト嗅覚受容体10H3（OR10H3）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAでバリデーション済み。マウスおよびラットと交差反応します。嗅覚およびGPCR研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	OR10H3 ウサギpAb
備考／別名	OR10H3
種	ヒト
GeneID（ヒト）	26532
GeneID	26532
免疫原	合成ペプチド - ヒトOR10H3（NP_039227.1）のアミノ酸1～100内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O60404
タンパク質分子量	36kDa
配送	保冷剤