

WbおよびElisa用Anti-Or1A1ウサギポリクローナル抗体 - Q9P1Q5

商品番号: CM0020275

前書き

ウエスタンブロット（WB）およびELISAでバリデーション済みのOR1A1ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットの嗅覚受容体1A1と反応し、GPCRおよび感覚情報伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	OR1A1ウサギpAb
備考／別名	OR17-7; OR1A1
種	ヒト
GeneID（ヒト）	8383
GeneID	8383
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9P1Q5
タンパク質分子量	35kDa
輸送	保冷バッグ