

Wb・Elisa用抗Or2T10ウサギポリクローナル抗体 - Q8Ngz9

商品番号: CM0014770

前書き

ヒト嗅覚受容体OR2T10（OR1-64）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みです。マウスと交差反応します。嗅覚シグナル伝達およびGPCR研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	OR2T10 Rabbit pAb
備考/別名	OR1-64; OR2T10
種	ヒト
GeneID (ヒト)	127069
GeneID	127069
免疫原	合成ペプチド ヒトOR2T10 (NP_001004693.1)のアミノ酸1-100領域内の配列に対応する合成ペプチド。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q8NGZ9
タンパク質分子量	35kDa
輸送方法	氷袋