

WbおよびElisa用抗Orai1ウサギポリクローナル抗体 - Q96D31

商品番号: CM0025383



前書き

WBおよびELISA用に検証されたORAI1ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのORAI1 (CRACM1)を検出します。ストア操作型カルシウム流入、免疫シグナル伝達経路、およびチャネル機能の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ORAI1 Rabbit pAb
備考/別名	IMD9; TAM2; ORAT1; CRACM1; TMEM142A; ORAI1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	84876
免疫原	合成ペプチド ヒトORAI1 (NP_116179.2) のアミノ酸1-100内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96D31
タンパク質分子量	33kDa
配送	氷袋