

Wb、Elisa用抗Orc1ポリクローナル抗体 - Q13415

商品番号: CM0016642



前書き

ヒトORC1に対する高品質ウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAでの実証済みです。DNA複製および複製前複合体集合における起点認識複合体の機能研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ORC1 Rabbit pAb
備考/別名	ORC1L; PARC1; HSORC1; ORC1
由来種	ヒト
遺伝子ID	4998
免疫原	ヒトORC1 (NP_001177748.1) のアミノ酸696〜856番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q13415
タンパク質分子量	97kDa
輸送方法	保冷剤