

Wb、Elisa用Anti-Orc2ポリクローナル抗体 - Q13416

商品番号: CM0022814



前書き

WBおよびELISA用のヒトORC2（複製開始認識複合体サブユニット2）を標的とするウサギポリクローナル抗体。DNA複製およびクロマチン研究に最適です - Q13416

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ORC2 Rabbit pAb
備考/別名	ORC2L; ORC2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4999
遺伝子ID	4999
免疫原	ヒトORC2 (NP_006181.1) のアミノ酸458-577に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q13416
タンパク質分子量	66kDa
配送	氷袋