


Wb、Elisa用 抗Orc6ポリクローナル抗体 - Q9Y5N6

商品番号: CM0029560



前書き

ヒトORC6を標的とするウサギポリクローナル抗体。
WBおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラット
と交差反応性あり。DNA複製および複製起点認識複合
体研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ORC6 ウサギ pAb
備考/別名	ORC6L; ORC6
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	23594
遺伝子ID	23594
免疫原	ヒトORC6のアミノ酸1-252に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_055136.1)
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y5N6
タンパク質分子量	28kDa
発送方法	保冷バッグ