


Anti-Orc6 ポリクローナル抗体（ウサギ）Wb、Ihc-P、Elisa用 - Q9Y5N6

商品番号: CM0029267



前書き

ヒト、マウス、ラットのWB、IHC-P、ELISAで検証済みのORC6ウサギポリクローナル抗体。複製開始複合体サブユニット6（28 kDa、Q9Y5N6）を標的とし、DNA複製開始に関与します。核小体およびDNA複製の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ORC6 Rabbit pAb
備考/別名	ORC6L; ORC6
種	ヒト
GeneID (ヒト)	23594
GeneID	23594
免疫原	ヒトORC6（NP_055136.1）のアミノ酸1-252に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y5N6
タンパク質分子量	28kDa
配送	氷袋