

Wb、Elisa用抗オレキシシンB／ヒポクレチン-2ウサギポリクローナル抗体 - O43612

商品番号: CM0019079



前書き

ヒトオレキシシンB／ヒポクレチン-2に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。摂食行動、エネルギー代謝、睡眠・覚醒調節の研究に最適です。 - O43612

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	オレキシシンB／ヒポクレチン-2ウサギpAb
備考／別名	OX ; PPOX ; NRCLP1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3060
GeneID	3060
免疫原	ヒトオレキシシンB／ヒポクレチン-2のアミノ酸1〜100に相当する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O43612
タンパク質分子量	13kDa
輸送	アイスバッグ