


Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Orm1/2ウサギモノクローナル抗体 - P02763 / P19652

商品番号: CM0002323



前書き

ヒトORM1/2（アルファ-1-酸性糖タンパク質1/2）を標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAに適しています。急性期タンパク質、炎症、薬物輸送の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ORM1/2 ウサギ mAb
備考/別名	AGP-B; AGP-B'; AGP2; ORM1/2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5004/5005
GeneID	5004/5005
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P02763/P19652
タンパク質分子量	47kDa
発送	保冷バッグ