


WbおよびElisa用Anti-Ormdl3ラビットポリクローナル抗体 - Q8N138

商品番号: CM0017518



前書き

このポリクローナル抗体は、スフィンゴ脂質生合成の調節に不可欠な小胞体（ER）膜タンパク質であるORMDL3を標的としています。ウェスタンブロットおよびELISAで検証されており、ヒトおよびマウスのサンプルと反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ORMDL3 Rabbit pAb
備考/別名	ORMDL3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	94103
遺伝子ID	94103
免疫原	ヒトORMDL3 (NP_644809.1) のアミノ酸1-100以内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q8N138
タンパク質分子量	17kDa
配送	アイスバッグ