


Wb、If/Icc、Elisa用Anti-Orp1モノクローナル抗体 - Q9Bxw6

商品番号: CM0011974



前書き

ヒトORP1 (OSBPL1A)

を標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAに適しており、マウスおよびラットと交差反応します。ORP1は、コレステロール輸送およびRAB7A調節に関与する後期エンドソームステロール結合タンパク質であり、脂質代謝研究およびIVD開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ORP1 Rabbit mAb
備考/別名	ORP1; ORP-1; OSBPL1B
種	ヒト
GeneID (ヒト)	114876
GeneID	114876
免疫原	合成ペプチド：ヒトORP1 (Q9BXW6) のアミノ酸851-950領域内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9BXW6
タンパク質分子量	108kDa
配送	アイスバッグ