

Wb、Elisa用抗OsalDH2B1ポリクローナル抗体 - Q9FrX7

商品番号: CM0020159

前書き

OsALDH2B1ウサギポリクローナル抗体（59 kDa）はWBおよびELISAで検証済みで、イネ（*Oryza sativa*）のALDH2B1を特異的に認識します。植物アルデヒド脱水素酵素研究や農学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	OsALDH2B1 Rabbit pAb
別名	Aldh2b; OsALDH2B1
対象生物種	イネ（ <i>Oryza sativa</i> ）
GeneID	4340725
免疫原	イネ（ <i>Oryza sativa</i> ）OsALDH2B1（Q9FRX7）のアミノ酸1-100番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	イネ（ <i>Oryza sativa</i> ）
SWISS	Q9FRX7
タンパク質分子量	59kDa
輸送方法	氷袋