

Wb、Elisa用抗Osarf19ポリクローナル抗体 - Q0D9R7

商品番号: CM0021804

前書き

イネのオーキシン応答因子19（OsARF19、OsARF7a）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット（WB）およびELISA用途で検証済み。オーキシンシグナル伝達および転写制御に関与するOryza sativaの研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	OsARF19ウサギpAb
備考／別名	ARF19; ARF7A; OsARF7a; OJ1215_E11.1; OsARF19
生物種	Oryza sativa
GeneID	4341978
免疫原	組換えタンパク質 Oryza sativa OsARF19（Q0D9R7）のアミノ酸800～900に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	Oryza sativa
SWISS	Q0D9R7
タンパク質分子量	128 kDa
輸送	保冷バッグ