

抗Osbiplポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q6Z7B0

商品番号: CM0022128

前書き

イネのBiP1（BIP1）を標的とするウサギポリクローナル抗体です。BiP1はタンパク質折りたたみおよびストレス応答に関与する小胞体シャペロンです。イネ(*Oryza sativa*)におけるWBおよびELISAでの使用が検証済みです。種子発生や小胞体ストレスの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	OsBip1 ウサギ pAb
備考/別名	BIP; OsBiP1; OsJ_05115; OJ1442_E05.10; OsBip1
生物種	イネ(<i>Oryza sativa</i>)
遺伝子ID	4328075
免疫原	イネ(<i>Oryza sativa</i>) OsBip1のアミノ酸300～400番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (Q6Z7B0)
起源	ウサギ
分類	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	イネ(<i>Oryza sativa</i>)
SWISS	Q6Z7B0
タンパク質分子量	73kDa
輸送方法	氷袋