


Anti-Osbp ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - P22059

商品番号: CM0029615



前書き

ヒト酸素結合タンパク質1（OSBP）に対するウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットとの交差反応性を持ち、WB、IF/ICC、ELISAに適しています。脂質輸送およびコレステロール代謝の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	OSBP Rabbit pAb
備考/別名	OSBP1; OSBP
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5007
GeneID	5007
免疫原	ヒトOSBP (NP_002547.1) のアミノ酸508-807に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P22059
タンパク質分子量	89kDa
配送	氷袋