


Wb、Elisa用抗Osbp12ウサギポリクローナル抗体 - Q9H1P3

商品番号: CM0014886



前書き

ヒトOSBPL2（ORP2）に対する高品質ウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで実証済み。脂質輸送、細胞接着、難聴関連経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	OSBPL2 ウサギ pAb
備考/別名	ORP2, ORP-2, DFNA67, DNFA67, OSBPL2
種	ヒト
GeneID（ヒト）	9885
GeneID	9885
免疫原	ヒトOSBPL2（NP_653081.1）のアミノ酸291～480に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9H1P3
タンパク質分子量	55kDa
配送方法	氷袋