

Anti-Osbpl3ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9H4L5

商品番号: CM0025023



前書き

ウェスタンブロット（WB）およびELISAアプリケーション用の高品質なウサギ抗ヒトOSBPL3 (ORP3) ポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのOSBPL3を認識します。免疫原は、ヒトOSBPL3のアミノ酸370-520領域に由来する組換えタンパク質です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	OSBPL3 Rabbit pAb
備考/別名	ORP3; ORP-3; OSBP3; OSBPL3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	26031
免疫原	ヒトOSBPL3 (NP_056365.1) のアミノ酸370-520に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9H4L5
タンパク質分子量	101kDa
配送	氷袋