

Anti-Osbzip23 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q6Z312

商品番号: CM0022159

前書き

イネOsbZIP23転写因子に対するウサギポリクローナル抗体です。ウエスタンブロットおよびELISAに適しており、Oryza sativa（イネ）の標的を認識します。非生物学的ストレスシグナル伝達およびABA経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	OsbZIP23 Rabbit pAb
備考／別名	ABF2; AREB1; BZIP23; OsABF2; OsAREB1; OsBZIP23; OJ1004_A11.20; OsbZIP23
生物種	Oryza sativa（イネ）
GeneID	4330838
免疫原	組換えタンパク質 イネ(Oryza sativa) OsbZIP23のアミノ酸200～300番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質です。(Q6Z312)
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	Oryza sativa（イネ）
SWISS	Q6Z312
タンパク質分子量	38kDa
発送	氷袋