

Wb・Elisa用抗Osdltポリクローナル抗体 - Q9Lwu9

商品番号: CM0020577

前書き

このウサギポリクローナル抗体は、イネのOsDLTタンパク質（SWISS: Q9LWU9）を特異的に認識します。WBおよびELISAアプリケーションで検証済みであり、ブラシノステロイドシグナル伝達、転写制御、植物器官サイズ制御の研究に不可欠なツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	OsDLT ウサギ pAb
別名	DLT; OsGRAS-32; D62; GS6; SMOS2; OsDLT
由来種	Oryza sativa（イネ）
遺伝子ID	4339978
免疫原	イネOsDLT（Q9LWU9）のアミノ酸1-214番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	Oryza sativa（イネ）
SWISS	Q9LWU9
タンパク質分子量	66kDa
輸送方法	氷袋梱包