

Anti-Oseil1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q10M41

商品番号: CM0024450

前書き

イネ（*Oryza sativa*）のWBおよびELISAで検証済みのOsEIL1ウサギポリクローナル抗体。エチレンジグナル伝達、ストレス応答、および病害抵抗性経路の研究に最適です。標的分子量は71kDaです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	OsEIL1 Rabbit pAb
備考/別名	EIL1; MHZ6; EIL1A; OsEIL1; OsEIL1a; OsJ_10672
種	<i>Oryza sativa</i>
GeneID (ヒト)	EIL1
GeneID	107276358
免疫原	組換えタンパク質 LSRGKDPAGGVVGDPK-C
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	<i>Oryza sativa</i>
SWISS	Q10M41
タンパク質分子量	71kDa
配送	氷袋