

Wb、Elisa用抗Osein2ポリクローナル抗体 - Q0D8I9

商品番号: CM0020799

前書き

CamelBioは、イネ(Oryza sativa)と反応性を示す抗OsEIN2ウサギポリクローナル抗体(Q0D8I9)を提供します。WBおよびELISAでの検証が完了しており、イネの発生、老化、粒サイズに関与するエチレンシグナル伝達タンパク質を標的としています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	OsEIN2 ウサギpAb
別名	EIN2; MHZ7; OsEIN2; P0455F03.4
対象種	イネ(Oryza sativa)
遺伝子ID	4342431
免疫原	イネ(Oryza sativa) OsEIN2 (Q0D8I9) のアミノ酸576〜710番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	イネ(Oryza sativa)
SWISS	Q0D8I9
タンパク質分子量	138kDa
輸送方法	氷袋梱包