

Wb、Elisa用 抗Osfd1 ウサギ ポリクローナル抗体 - A0A0P0Xr34

商品番号: CM0020333

前書き

ウェスタンブロットおよびELISA用のイネOsFD1 (P0478E02.1)に対するウサギポリクローナル抗体。アブシジン酸シグナル伝達および転写調節に関与する21 kDaの核タンパク質を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	OsFD1 ウサギ pAb
備考/別名	P0478E02.1; OsFD1
種	イネ (Oryza sativa)
GeneID	9271661
免疫原	イネOsFD1のアミノ酸1-125に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。(A0A0P0XR34)
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	イネ (Oryza sativa)
SWISS	A0A0P0XR34
タンパク質分子量	21kDa
発送	保冷バッグ