

WbおよびElisa用抗Osfd2ポリクローナル抗体 - Q5Z4G3

商品番号: CM0019417

前書き

イネ（*Oryza sativa*）OsFD2（OsZIP55）に対するウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAでの使用が検証済みです。アブシジン酸シグナル伝達、転写制御、植物のストレス応答の研究に適しています。18 kDaのタンパク質を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	OsFD2 ウサギ pAb
別名	OsFD2; OsZIP55
対象種	<i>Oryza sativa</i> （イネ）
遺伝子ID	9266154
免疫原	イネ（ <i>Oryza sativa</i> ）OsFD2（Q5Z4G3）のアミノ酸1～100番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
産生源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	<i>Oryza sativa</i> （イネ）
SWISS	Q5Z4G3
タンパク質分子量	18kDa
発送方法	保冷剤同梱