

Wb・Elisa用 Anti-OsGBSS I ウサギポリクローナル抗体 - Q0Dev5

商品番号: CM0022251



前書き

イネ(*Oryza sativa*)顆粒結合型デンプン合成酵素I(OsGBSS I /GBSS-I、ワキシー)に対するウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAでの使用が検証済みです。アミロース合成・デンプン生合成研究にご利用いただけます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	OsGBSS I ウサギpAb
別名	Wx; WX1; Wx-b; waxy; GBSS1; WX-mq; WX1-I; Wx-oz; GBSS-I; OsGBSS1; 134P10.7; OsGBSS I
対象種	イネ(<i>Oryza sativa</i>)
GeneID	4340018
免疫原	イネOsGBSS I のアミノ酸1-100番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (Q0DEV5)
産生源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	イネ(<i>Oryza sativa</i>)
SWISS	Q0DEV5
タンパク質分子量	66kDa
輸送方法	氷袋