

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Osgepl1 ポリクローナル抗体 - Q9H4B0

商品番号: CM0028216

前書き

ヒトOSGEPL1（Q9H4B0）を標的とする高品質ウサギポリクローナル抗体（WB、IHC-P、ELISA用）。マウスおよびラットと交差反応性あり。ミトコンドリアtRNA修飾およびゲノム維持研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	OSGEPL1 ウサギ pAb
備考/別名	Qri7; OSGEPL; OSGEPL1
種	ヒト
遺伝子ID	64172
免疫原	組換えタンパク質（ヒトOSGEPL1（NP_071748.2）のアミノ酸1-270に対応する配列を含む組換え融合タンパク質）
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9H4B0
タンパク質分子量	45kDa
輸送	保冷バッグ