

## WbおよびElisa用 Anti-Osgrf4 ポリクローナル抗体 - Q6Zik5

商品番号: CM0023434

### 前書き

イネOsGRF4を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。イネにおける粒サイズ調節、細胞増殖、分裂組織形成の研究に有用です。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ         | 値                                                                 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 製品名           | OsGRF4 ウサギ pAb                                                    |
| 備考/別名         | GL2; GS2; PT2; GLW2; GRF4; grf2; OsGRF4; OsJ_08054; OJ1111_E07.19 |
| 種             | イネ (Oryza sativa)                                                 |
| GeneID        | 4330436 (Oryza sativa)                                            |
| 免疫原           | 組換えタンパク質                                                          |
| 由来            | ウサギ                                                               |
| カテゴリ          | ポリクローナル抗体                                                         |
| 適用可能なアプリケーション | WB, ELISA                                                         |
| 交差反応性         | イネ (Oryza sativa)                                                 |
| SWISS         | Q6ZIK5                                                            |
| タンパク質分子量      | 42kDa                                                             |
| 発送方法          | 保冷バッグ                                                             |