

Anti-Osire1 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q7Xit1

商品番号: CM0020633

前書き

イネ（*Oryza sativa*）のWBおよびELISAで検証されたOsIRE1ウサギポリクローナル抗体。セリン/スレオニンプロテインキナーゼ/エンドリボヌクレアーゼIRE1（99kDa）を標的とし、主要な小胞体（ER）ストレスセンサーです。イネのアンフォールディドタンパク質応答の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	OsIRE1 ウサギ pAb
備考/別名	IRE1; OsIRE1; OsIre1p; OsJ_24190; OJ1103_E04.109
種	イネ（ <i>Oryza sativa</i> ）
遺伝子ID	4343198
免疫原	イネ（ <i>Oryza sativa</i> ）OsIRE1（Q7XIT1）のアミノ酸436-650に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	イネ（ <i>Oryza sativa</i> ）
SWISS	Q7XIT1
タンパク質分子量	99kDa
配送	アイスバッグ