

Wb、Elisa用抗Osmads1ウサギポリクローナル抗体 - Q10Pz9

商品番号: CM0022700

前書き

Oryza sativa
OsMADS1を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAで検証済みです。イネにおける花器官の発生、転写因子の機能、MADS-boxタンパク質の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	OsMADS1ウサギpAb
備考/別名	Lhsl; MADS1; OsMADS1; OsJ_09913
種	Oryza sativa
GeneID	4332059
免疫原	Oryza sativa OsMADS1 (Q10PZ9) のアミノ酸150～257に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	Oryza sativa
SWISS	Q10PZ9
タンパク質分子量	30 kDa
配送	保冷バッグ