

Anti-Osmads15 ウサギポリクローナル抗体 Wb、Elisa用 - Q6Q9I2

商品番号: CM0024286

前書き

MADSボックス転写因子であるイネ（*Oryza sativa*）OsMADS15に対するウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAでの使用が検証済みで、イネと交差反応します。植物発生生物学および転写制御研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	OsMADS15 ウサギ pAb
備考 / 別名	RAP1A; MADS15; FDRMADS3; OsMADS15; RMADS215; OJ1567_G09.109-1
生物種	イネ（ <i>Oryza sativa</i> ）
遺伝子ID	4342214
免疫原	イネOsMADS15（Q6Q9I2）のアミノ酸167～267番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	イネ（ <i>Oryza sativa</i> ）
SWISS	Q6Q9I2
タンパク質分子量	30kDa
輸送方法	氷袋